

FRONTO LUZ NOVA MEDICS

Sistema LED para iluminación y magnificación

Equipo ideal para trabajos de concentración prolongados, con luz fría, brillante, uniforme y concentrada.



LED 5 W



6500 lux



Brillo ajustable



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Tecnología de recubrimiento óptico que reduce la reflexión y mejora la claridad de imagen.
- ✓ Reproducción de color verdadera.
- ✓ Luz fría, homogénea, brillante y concentrada.
- ✓ Ideal para trabajos de concentración prolongados.
- ✓ La luz LED y la lupa son desmontables.
- ✓ Distancia de trabajo recomendada: 11.024–16.535 in.
- ✓ Apta para usuarios que utilizan lentes.
- ✓ Ampliación: 3,5X y 2,5X.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de la luz LED	5 W
Intensidad de luz	6500 lux
Vida útil del LED	20000 horas
Tamaño del punto	0.039–0.354 in.
Tiempo de carga	4 horas
Tiempo de trabajo	≥6 horas
Entrada	AC100–240 V / 50–60 Hz
Brillo	ajustable



FUNCIONES DESTACADAS

Opciones de color



Disponible en blanco y negro.

Piezas desmontables




La luz LED y la lupa en la banda de mano son desmontables.

Brillo ajustable




Brillo de la luz ajustable según su necesidad.

Tamaño del punto ajustable



Ajuste del tamaño del punto de 1 a 0.354 in para un campo de visión óptimo.

Ajustes y magnificación



Distancia de trabajo recomendada
11.024–16.535 in.



Apta para usuarios que utilizan lentes
La lupa se puede utilizar perfectamente.