


Set de Histeroscopia

Este set de histeroscopia es un conjunto completo de instrumentos médicos de alta calidad, diseñado para proporcionar una solución eficiente y efectiva para la visualización y tratamiento de afecciones dentro del útero. Es un sistema integral que combina la innovación y la precisión para asegurar procedimientos seguros y efectivos.



1. Histeroscopio de 30 grados, 3 mm de diámetro y 302 mm de longitud.
2. Vaina externa y obturador de 16Fr de diámetro y 210mm de longitud.
3. Elemento de trabajo de 13Fr de diámetro y 220mm de longitud.
4. Pinzas de biopsia rígidas de 5Fr de diámetro y 340mm de longitud.
5. Tijeras rígidas de 5Fr de diámetro y 340mm de longitud.
6. Pinzas rígidas de 5Fr de diámetro y 340mm de longitud.
7. Válvula de entrada de flujo.
8. Válvula de salida de flujo.
9. Cable de acero de 0.8mm de diámetro y 300mm de longitud.
10. Cepillo flexible
11. Sellos goma.
12. Maletín